



Informaciones del proyecto

Implementación del software

Valab®

Roles y funciones de Valab®

Valab® es un sistema experto de validación facultativa de los resultados de análisis clínicos. Reproduce el razonamiento de un facultativo evaluando el informe completo. Tiene en cuenta todos los parámetros del informe, incluida la información clínica sobre el paciente, y cumple los requisitos de la norma ISO 15189.

La implantación de Valab® permitirá al laboratorio de análisis clínicos asegurar y armonizar la validación facultativa. Los validadores ganarán en tranquilidad y mejorará la entrega de resultados.

Planificación de la implantación

- Los miembros del laboratorio de análisis clínicos implicados en este proyecto serán los facultativos referentes de Valab®, los facultativos, los responsables de calidad y los informáticos.
- Los agentes externos serán la empresa SIL, la empresa VALAB y los HDS (hosts de datos sanitarios) cuando proceda.

Preparación de los requisitos informáticos previos y preconfiguración

- Será necesario disponer de un servidor dedicado para instalar el software mediante mantenimiento remoto.
- El laboratorio de análisis clínicos proporcionará la preconfiguración solicitada por VALAB, que se encargará de su implantación.
- Esta fase se realizará por teléfono y correo electrónico antes de la integración.

Integración de Valab® en su laboratorio de análisis clínicos y formación de referentes

- Empresas o agentes externos establecerán la conexión entre los dos sistemas (SIL/Valab®).
- Los referentes de Valab® recibirán formación sobre el software.
- Los validadores verán los resultados del peritaje Valab® en su pantalla de validación SIL
- Aparecerá un nuevo validador en la trazabilidad de su SIL

Lanzamiento de Valab® en modo consultivo para cualificar la parametrización y la validación

- Durante esta fase, todos los resultados deben ser validados por los facultativos.
- El laboratorio de análisis clínicos aplica las recomendaciones de la guía de validación de Valab®.
- Las reuniones telefónicas entre los referentes y el soporte de biología de VALAB permitirán optimizar el funcionamiento del software.
- Los validadores enviarán a los referentes sus observaciones sobre el peritaje y validación de Valab®.

Salida del modo consultivo

- Los informes de pacientes que requieran una atención especial se presentarán siempre a un facultativo.
- Los demás informes se validarán a nivel facultativo mediante el software sin intervención humana.
- El SIL estampará automáticamente la firma de un facultativo en los informes validados con Valab®.

Fases de implementación

Su papel en la implementación y el funcionamiento del software de validación facultativa Valab®

- Retroalimentación de las observaciones a los referentes Valab® de su laboratorio de análisis clínicos
- Aprobación del funcionamiento y la validación facultativa hecha por Valab®
- Participación en el seguimiento continuo de Valab®

La empresa VALAB está certificada ISO 9001 por:

