



**VALAB Services Provider**  
*(Servidor de licencia alojada)*

**Para una gestión óptima de su  
licencia Valab<sup>®</sup>, el VSP mejora**

**01 La flexibilidad**

**Rebasamiento  
autorizado**

**02 La reactividad**

**Monitoreo**

**03 La seguridad**

**Alojamiento y  
acceso**

**04 La robustez**

**Continuidad  
del servicio**

[www.valab.com](http://www.valab.com)

# Con VSP, una licencia más flexible, un servicio aún más reactivo, robusto y un alojamiento seguro

## 01. Una licencia más flexible

Gracias a VSP, la gestión de su licencia Valab® se optimiza para mantener la actividad de su laboratorio, sin interrupciones de servicio.



### Autorización para rebasar el número de informes/día

- **12 días** al año
- Hasta el **doblo** del **límite del número** de informes/día



### Gestión a distancia

Instalación, modificación de licencia, gestión de enmiendas o reajuste de su oferta, etc.

**El VSP permite** gestionar sus licencias a distancia de forma **fácil y segura**, sin necesidad de acceso remoto a sus instalaciones.

## 03. Alojamiento seguro

El acceso a los datos del VSP y su transferencia son totalmente seguros, lo que garantiza un servicio de confianza.



**Cifrado de datos\*:**  
los datos intercambiados se cifran mediante **protocolo SSL** y se **protegen con token**.



**Comunicación autenticada:**  
el **servidor Valab®** siempre **inicia el intercambio** con el **VSP**.



**Alojamiento seguro:**  
el **VSP** se aloja en **servidores de alta seguridad**.

\* El VSP no recoge datos confidenciales ni personales.

## 02. Un servicio aún más reactivo

El monitoreo de VSP refuerza la capacidad de respuesta del servicio de soporte VALAB.



### Las alertas

- **Alertas enviadas al servicio de soporte VALAB:** nivel de licencia superado, ningún informe peritado (conexión SIL interrumpida), tasa de peritaje y/o validación de informes demasiado baja, fin de validez de la licencia y/o modificación temporal, pérdida de conexión entre el VSP y su Valab®, etc.



### Los indicadores

- **Contadores estadísticos:** NTE, NEPE y NEV
- **Información de producción:** versión instalada, analizador, modo de consultivo, seguimiento de constantes, etc.



## 04. Un servicio más robusto

Para que su servicio esté siempre en funcionamiento y para gestionar su licencia de forma rápida y sencilla.



### Continuidad del servicio:

- **Robustez: sin impacto** tras cambios de sistema operativo o de servidor; compatible con granjas de servidores o clústeres de alta disponibilidad.
- **Estabilidad:** en caso de problema técnico, su licencia VSP se adapta para limitar las interrupciones del servicio, etc.

**Conexión al VSP**

Estado de la conexión: Activa    Identificador del cliente: [ID]

Estado del servidor: Nominal    Identificador del servidor: [ID]

**Licencia**

Licencia seleccionada: 53 - main - G40-BCGH-VAV-X60-C30-F30-(8)    Estado: Asignada    Fecha de expiración: -

Límites		Módulos		Opciones
Expedientes/día:	4000	<input checked="" type="checkbox"/> BIOQUÍMICA	<input checked="" type="checkbox"/> COAGULACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> ValView
Análisis bajo licencia:	100	<input checked="" type="checkbox"/> GASOMETRÍA	<input checked="" type="checkbox"/> HEMATOLOGÍA	
Usuarios:	30			
Conexiones SIL:	1			

Número de autorizaciones: 12 / 12  
Fecha de restablecimiento: 29/08/2025

Enmiendas temporales activas

ID	Fecha de inicio	Fecha de finaliza:	Expedientes/día	Análisis	Usuarios	Conexiones SIL	Módulos	Opciones
4	01/08/2024	01/01/2025	5000	-	-	-	-	-



### Ventana de descripción general:

Acceda a la información de su licencia de un vistazo!



Fácil gestión de licencia



Mayor continuidad del servicio



Comunicaciones seguras

¿Desea obtener más información sobre las ventajas del VSP?

!No dude en ponerse en contacto con nosotros!



[contact@valab.com](mailto:contact@valab.com)



+33 (0) 531 083 499



[www.valab.com](http://www.valab.com)



01.09.2024