



caractéristique	valeurs possibles
Utilisation	Client lourd pour accès distant au serveur Valab®
OS	Windows 10® Windows Server 2016® x64 Windows Server 2012® R2 x64
Processeur	2 cœurs - 64 bits - 2 Ghz
RAM	4 Go
Espace disque	Espace nécessaire à l'OS + 20 Go
Carte graphique	1366 * 768 minimum conseillé
.NET Framework	Version 4.5.1 minimum
Paramétrage / FireWall - Réseau	Ouverture des ports 2110, 8089, 8090 et 8080 vers le serveur Valab®
Accès	Accès en lecture / écriture sur le répertoire d'installation du client Valab® pour l'utilisateur